

SERIDERM®  
SOLUTIONS



# eCO2 Plus™

Laser CO2 fractionné avec une précision de 0,1 mm

3 TAILLES DE FAISCEAUX DISPONIBLES : 120µM, 300µM ET 500µM  
POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE TRAITEMENT

eCO2 de Lutronic est la solution pour des traitements au CO2 rapides et complets alliant confort et résultats inégalés. Votre cabinet équipé appréciera la fiabilité et la facilité d'utilisation d'eCO2, et vos patients seront satisfaits des résultats obtenus.

# PRÉCISION ET RÉSULTATS INÉGALÉS

Le laser eCO2Plus offre aux médecins une tranquillité d'esprit grâce à sa fiabilité et sécurité approuvées. Les patients aiment les résultats et l'expérience de traitement confortable qu'offre le eCO2Plus.



## EFFICACE

Les utilisateurs peuvent facilement et intuitivement concilier résultats et sécurité en fournissant de l'énergie à la densité et à la profondeur souhaitées.



## INTUITIF

- Aucun consommable
- Faible coût d'entretien
- Rentabilité élevée



## INNOVANT

La technologie brevetée de contrôle des tirs (CCT™) génère des modes de distribution d'énergie aléatoires pour minimiser les complications liées à une accumulation thermique trop importante et optimiser le confort du patient.



## FIABLE

Avec un taux d'échec extrêmement bas et des années de recul clinique, eCO2Plus répond aux besoins des médecins avec une solution de remodelage extrêmement fiable et puissante.

## FOURNIR DES RÉSULTATS À LA DEMANDE DE VOS PATIENTS

### SPECTRE DES APPLICATIONS

- Rides et ridules
- Réjuvenation cutanée
- Cicatrices (acné, brûlures, chirurgicales, etc.)
- Dyschromie
- Lésions pigmentaires et lentigines
- Élastose solaire / actinique
- Molluscum pendulum
- Capacités d'incision et d'excision
- Plus...

### Rides et irrégularités texturales



Avec la permission de J. David Holcomb, MD

### Lésions pigmentaires



Avec la permission de Mark Rubin, MD

“J'ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle je peux traiter en utilisant la fraction eCO2. Je traite beaucoup de grandes cicatrices de brûlures cela peut prendre des heures à traiter avec d'autres appareils. En utilisant le mode dynamique sur l'eCO2, je trouve que je peux raccourcir le traitement considérablement. Nous avons développé une vidéo montrant l'eCO2 par rapport à d'autres appareils, et l'eCO2 gagne toujours !”

Jill Waibel, MD, USA

**SERIDERM**  
SOLUTIONS



[www.facebook.com/SeridermGroup/](http://www.facebook.com/SeridermGroup/)



[instagram.com/seriderm\\_group](https://www.instagram.com/seriderm_group)



[youtube.com/channel/seriderm](https://youtube.com/channel/seriderm)



[linkedin.com/company/seriderm-group](https://linkedin.com/company/seriderm-group)