

SERIDERM®  
SOLUTIONS



# GENIUS™

## Intelligent RF Delivery™

Le Genius® traite les cicatrices, les vergetures et le relâchement cutané du visage, du cou et du corps. Efficace pour remodeler toute indication cutanée: le Genius® garantit la coagulation dermique.

Précis, mesuré et intelligent



## Des résultats reproductibles et sans éviction sociale



Avec la permission de S. Weiner, MD



Avec la permission de Z. Gabriel, MD



Avec la permission de Steven Weiner

## Un système intelligent sécurité

Un système de couleur, permet de renseigner le praticien sur l'efficacité de son tir. Sur l'écran, l'énergie totale et réelle délivrée dans la peau est affichée. Précis, mesuré et intelligent, le Genius® crée en un traitement plus de 50 000 zones de micro coagulation. Le praticien peut garantir la néo collagénèse et une remise en tension cutanée avec un effet volumateur impressionnant, permet tant une reproductibilité des résultats.

- Visage
- Abdomen
- Cou
- Bras
- Hyperhidrose
- Genoux et cuisses

## Le Genius®, une précision à haute intensité


Avec les 49 micro aiguilles isolées, fines et affûtées permettent d'éviter les dommages thermiques de l'épiderme et de réduire considérablement les effets secondaires. On peut donc traiter tous les phototypes toute l'année.

La puissance d'insertion des aiguilles, dépend également de la puissance du moteur torque. Genius® est le seul dispositif de sa génération permettant d'atteindre précisément les profondeurs sélectionnées.


## En quoi le Genius® est-il si performant ?

Ce dispositif de radiofréquence dernière génération permet de garantir un volume de coagulation jusqu'à présent jamais égalé. Avec le Genius®, 30% du volume du derme est traité sans induire d'effet thermique superficiel. Ainsi, les résultats sont visibles et reproductibles dès la première séance et les suites plus simples.

Une impédance mesurée pour un contrôle de l'énergie délivrée. Avec le contrôle d'impédance, la reproductibilité des résultats est garantie. Contrairement aux autres dispositifs de radiofréquence, Genius® mesure l'impédance en temps réel et permet ainsi de contrôler et de réajuster ses paramètres pour garantir la bonne délivrance de l'énergie sélectionnée au préalable.



Les appareils de première génération fournissaient une énergie incontrôlée et imprécise.



Une distribution d'énergie précise permet une coagulation dermique incomparable pour des résultats visibles à long terme.

## LE GÉNIE DE LA COAGULATION DERMIQUE

**SERIDERM®**  
SOLUTIONS



[facebook.com/SeridermGroup/](https://facebook.com/SeridermGroup/)



[instagram.com/seriderm\\_group](https://instagram.com/seriderm_group)



[youtube.com/channel/seriderm](https://youtube.com/channel/seriderm)



[linkedin.com/company/seriderm-group](https://linkedin.com/company/seriderm-group)